


SN-H10

Infusion warmer

CE 0123



- ☀ Controllo intelligente e preciso della temperatura
- ☀ Gli Allarmi garantiscono maggiore sicurezza
- ☀ Dotato di due sensori indipendenti di temperatura
- ☀ Visualizzazione della variazione di temperatura in tempo reale



Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.
Build Quality, Build Reliability

| | |
|---------------------------------------|--|
| Model | |
| Gamma di temperature di riscaldamento | 35,0°C~42°C (95.0°F~107.6°F), incremento: 0,1°C /step (0.2°F/step) Si prega di impostare la temperatura relativamente alla condizione clinica. Intervallo di temperatura raccomandato: 30°C~36°C |
| Precisione temperatura | ±1°C |
| Unità di misura impostabile | °C/°F |
| Tempo di riscaldamento | < 2 Minuti |
| Temperatura di protezione | 48°C/123°F |
| Allarmi | Allarme di alta temperatura Allarme di bassa temperatura Errore di sistema Richiesta di riscaldamento Porta aperta |
| Display | LED |
| Alimentazione | 100-240V ~ 50/60Hz |
| Massima potenza | 85VA |
| Condizioni operative | Temperatura ambiente: 5°C~30°C Umidità relativa: 20%~80% Pressione atmosferica: 76.0kPa~106kPa |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente: -20°C~55°C Umidità relativa: 10%~93% Pressione atmosferica: 50,0kPa~106kPa |
| Classe elettrica | Classe IIb, Apparecchiature di funzionamento continuo |
| Classe IP | IPX1 |
| Dimensioni (mm) | 77mm (W) × 178mm (H) × 37mm (D) |
| Peso | 0.25kg |
| Applicazione | 1. Trasfusione di routine 2. Infusione a bassa portata in ICU 3. Scambio di trasfusioni 4. Infusione ad alto contenuto calorico 5. Dispositivo di riscaldamento del sangue |

Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

Add: 6th Floor, Building 15, No.1008, Songbai Road,
Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

Tel: +86 755 26755692

Fax: +86 755 26755687

Zip: 518055

<http://www.sinomdt.com>

Email: info@sinomdt.com

(V1.0)

This document is for reference only, please refer to product user manual for detail, products update without notice.

Distribuito da:



NEUMED S.r.l. - Via G. Tiraboschi, 8
20135 MILANO

Tel. 02 5463384 - 02 54124640

Fax 02 5466489

neumed srl@virgilio.it - www.neumed.it